



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل بهداشتی شماره ۱

(ویژه خدمات)

(کد بندی رنگی تی ها و تنظیف های

نظافت)



تهیه و تنظیم: واحد بهداشت محیط

بیمارستان مرکز طبی کودکان

زمستان ۹۱

دستمال نظافت بخش ها

تنظیف سفید :

- ۱- ایستگاه پرستاری
- ۲- آبدارخانه
- ۳- اتاق استراحت

تنظیف آبی :

- ۱- تخت بیماران
- ۲- صندلی، لاکر و میز غذای بیماران
- ۳- تلفن
- ۴- تابلوها، تلویزیون و یخچال ها
- ۵- درب، دستگیره و شیشه ها
- ۶- تجهیزات پزشکی

تنظیف زرد :

جهت نظافت وسایل موجود در اتاق ایزوله و عفونی استفاده می شود.

- ۱- تخت بیمار
- ۲- میز غذا و لاکر بیمار

۲- دو مخزن را با بر چسب قسمت تمیز و کثیف مشخص (قسمتی که تی آگیری می شود کثیف محسوب می شود) نمائید.

۳- تی مخصوص را به محلول آماده شده در ظرف تمیز آغشته کنید.

۴- سطوح کف زمین را با حرکت مارپیچی تی کشی نمائید.

۵- تی را در ظرف مخزن کثیف شستشو داده و آگیری کنید سپس مجدداً وارد قسمت تمیز کرده و شروع به تی زدن کنید.



مقدمه :

نقش بهداشت محیط در کاهش عفونتهای بیمارستانی بسیار حیاتی است.

محیط بیمارستان شامل اجزاء زیادی می باشد بسیاری از این اجزاء تاثیر مستقیم در عفونتهای بیمارستانی دارند، جهت کاهش انتقال میکروارگانیسم ها از وسایل و محیط اطراف، روش های نظافت، ضد عفونی و استریلیزاسیون مناسب مورد نیاز می باشد.



تی های مورد استفاده در بخشها

تی زرد ← اتاق ایزوله

تی قرمز ← راهروها و اتاق بیماران

تی سفید ← اتاق استراحت و آبدارخانه و استیشن



نکات مهم :

◆ تی مورد استفاده در هر بخش می بایستی بعد از هر بار استفاده، کاملاً شسته شده، ضد عفونی و خشک شود و سپس آویزان شود تا از **ایجاد بو** جلوگیری به عمل آید.

◆ از قرار دادن تی ها به صورت **مرطوب** روی زمین خودداری شود.

◆ نخ تی های مورد استفاده به فاصله هر **۲۰ روز** می بایستی تعویض گردد.

دستورالعمل استفاده از

تی شوی مکانیکی

- در هر دو مخزن مقدار معین از آب و ماده ضد عفونی را بر حسب حجم محلول مورد نیاز تهیه کنید.

